



medw|ork®



**POL**<sub>Serie</sub>  
**Polypektomieschlingen**

# POL<sup>Serie</sup> Polypektomieschlingen



**Durch die Verwendung von einzigartigen Materialien in Verbindung mit intelligentem Design** setzt die POL-Serie Maßstäbe für die Polypektomie:

Gerade in ungünstigen anatomischen Positionen erleichtert Ihnen die exzellente Kontrolle des Schlingenkopfes das präzise Positionieren und vollständige Abtragen von Polypen.

Polypektomieschlingen mit integrierter Sklerosierungsnadel (POL1-H3...) erlauben Ihnen das sichere Abheben der abzutragenden Gewebeschichten besonders bei der Mukosaresektion.

# POL<sup>Serie</sup> Polypektomieschlingen


**Verdichtete Schneidedraht-Oberfläche**  
Sichere Koagulation bei glattem Schnitt




**Synthese aus Flexibilität und Steifigkeit**  
Präzise Steuerung des Schlingenkopfes

## POL1 \_ Einmal-Polypektomieschlingen \_ Oval

Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	ø Schlinge	ø Tubus	Länge	Handgriff	VE
POL1-B1-10-23-220-OL 501891	Oval	Litze	10 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10
POL1-B1-15-23-220-OL 501207	Oval	Litze	15 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10
POL1-B1-30-23-220-OL 501208	Oval	Litze	30 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10
POL1-B1-40-23-220-OL 501210	Oval	Litze	40 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10
POL1-B9-15-23-220-OL 502050	Oval	Monofil	15 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10
POL1-B9-22-23-220-OL 502048	Oval	Monofil	22 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10
POL1-B9-30-23-220-OL 502049	Oval	Monofil	30 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10



# POL<sup>Serie</sup> Polypektomieschlingen



## POL1 \_ Einmal-Polypektomieschlingen \_ Oval, drehbar


Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	ø Schlinge	ø Tubus	Länge	Handgriff	VE	
POL1-B3-10-23-220-OL 502029	Oval	Monofil, drehbar	10 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10	
POL1-B3-15-23-220-OL 501215	Oval	Monofil, drehbar	15 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10	
POL1-B3-22-23-220-OL 501216	Oval	Monofil, drehbar	22 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10	
POL1-B3-30-23-220-OL 501217	Oval	Monofil, drehbar	30 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10	
POL1-B8-22-23-220-OL 501219	Oval	Litze, drehbar	22 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10	
POL1-B8-30-23-220-OL 501220	Oval	Litze, drehbar	30 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10	



**Effizienz**



**Flexibilität**




**Stabilität**

## Optimale Lösungen für jede Herausforderung


### POL1 \_ Einmal-Polypektomieschlingen \_ Hexagonal

Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	ø Schlinge	ø Tubus	Länge	Handgriff	VE
POL1-F1-30-23-220-OL 502101	Hexagonal	Litze	30 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10




### POL1 \_ Einmal-Polypektomieschlingen \_ Asymmetrisch, Kombi

Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	ø Schlinge	ø Tubus	Länge	Handgriff	VE
POL1-K1-25-23-220-OL 502102	Asymmetrisch, Kombi	Litze	15 / 25 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10



### POL1 \_ Einmal-Polypektomieschlingen \_ Oval, Economy

Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	ø Schlinge	ø Tubus	Länge	Handgriff	VE
POL1-B7-20-23-220-OL 501903	Oval	Litze	20 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10
POL1-B7-30-23-220-OL 501218	Oval	Litze	30 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10



# POL<sup>Serie</sup> Polypektomieschlingen




## Resection Master \_ Einmal-Polypektomieschlingen für die Mucosaresektion

Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	ø Schlinge	ø Tubus	Länge	Handgriff	VE
POL1-CS-22-23-220-OL 501896	Oval	Flachband-Schneidedraht, proximal verstärkt	22 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10
POL1-CS-30-23-220-OL 501222	Oval	Flachband-Schneidedraht, proximal verstärkt	30 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10




# POL<sup>Serie</sup> Polypektomieschlingen

**Integrierte Nadel**  
Optimale Polsterbildung



## Snare Inflator \_ Kombi-Instrument

Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	ø Schlinge	ø Tubus	Länge	Handgriff	VE
POL1-H3-22-27-230-OL 501231	Kombi- Instrument	Polypektomie- schlinge und Injektionsnadel in einem Instrument, monofil	22 mm	2,7 mm	230 cm	OL-Stromanschluss	5
POL1-H3-30-27-230-OL 501948	Kombi- Instrument	Polypektomie- schlinge und Injektionsnadel in einem Instrument, monofil	30 mm	2,7 mm	230 cm	OL-Stromanschluss	5



Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen der

## POL Serie

Unsere nationalen Medizinprodukteberater und internationalen Partner beraten Sie gerne ausführlich.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung!



german||made