

B-E

Ballon-Enteroskopie

medwörk®

Ballon-Enteroskopie

Ballon-Enteroskopie



B

-

E



BE-(Ballon Enteroskopie) Zubehör

Egal, ob **Single- oder Doppel Ballon**, hier finden Sie das komplette Instrumentarium, das mit 260 cm Arbeitslänge auf alle erhältlichen Systeme genau abgestimmt und präzise taktil steuerbar ist. Damit sind Sie allen anspruchsvollen Situationen jederzeit gewachsen.

Ballon-Enteroskopie

Ballon-Enteroskopie

BAS1 _ Einmal-Steinfänger



Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	ø Korb	ø Tubus	Länge	VE
BAS1-C1-20-18-260 500025	Halb gewendelt	Litze, 0,3 mm	20 mm	1,8 mm	260 cm	2
BAS1-C2-25-23-260 500026	Halb gewendelt	Litze, 0,4 mm	25 mm	2,3 mm	260 cm	2



CAN1 _ Einmal-ERCP-Katheter




Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	ø Tubus	Länge	Für Führungsdraht	VE
CAN1-B3-18-260-35 501856	Filiform	Röntgendichte Markierung	1,8 mm	260 cm	.035"	2



LIT1 _ Einmal-Lithotripter-Kugel-Korb _ 0,4 mm Edelstahllitze („twist'n'catch“)



Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	ø Korb	ø Tubus	Länge	VE
LIT1-K2-25-23-260 501904	Kugel	0,4 mm Edelstahllitze, 130°-Rotation bei Inversion	25 mm	2,3 mm	260 cm	1



PAP1 _ Einmal-Papillotome



Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	Schnittlänge	Für Führungsdraht	Handgriff	VE
PAP1-D2-30-21-0L 501853	Filiform	2-lumig, Litze	30 mm	.021"	0L-Stromanschluss	2
PAP1-N2-20-21-0L 501902	B II (Typ Erlangen)	2-lumig, Litze	20 mm	.021"	0L-Stromanschluss	2



BI01 _ Einmal-Biopsiezangen _ Kurze ovale Löffel, beschichtet



Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	ø Tubus	Länge	VE
BI01-C4-18-260 502006	Kurze ovale Löffel	Fenster, Metallfeder	1,8 mm	260 cm	10



Für Systemkomponenten der BAS-/LIT-Serie, die mit Systemkomponenten von Fremdherstellern verwendet werden, übernimmt medwork® keine Haftung. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Ballon-Enteroskopie

Ballon-Enteroskopie


BI02 _ Wiederverwendbare Biopsiezangen

134°C

Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	ø Tubus	Länge	VE	
BI02-C1-18-260 500187	Kurze ovale Löffel	Fenster, distal verjüngte Metallfeder	1,8 mm	260 cm	1	
BI02-C1-23-260 500193	Kurze ovale Löffel	Fenster, distal verjüngte Metallfeder	2,3 mm	260 cm	1	
BI02-D1-18-260 500219	Kurze ovale Löffel	Fenster, distal verjüngte Metallfeder, Dorn	1,8 mm	260 cm	1	
BI02-D1-23-260 500227	Kurze ovale Löffel	Fenster, distal verjüngte Metallfeder, Dorn	2,3 mm	260 cm	1	



FOR2 _ Wiederverwendbare Fremdkörperzangen

134°C

Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	ø Tubus	Länge	VE	
FOR2-H3-18-260 500618	Drei- Arm-Greifer	PTFE-Katheter, Handgriff	1,8 mm	260 cm	1	
FOR2-J3-23-260 500630	Vier- Arm-Greifer	PTFE-Katheter, Handgriff	2,3 mm	260 cm	1	

INJ1 _ Einmal-Injektionsnadeln (Rast-Mechanismus)

②



Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	ø Nadel	Nadelhub	ø Tubus	Länge	VE	
INJ1-A1-07-5-18-260 500753	Sklerosierung	PTFE-Katheter, LL-Anschluss, 1-lumig, atraumatischer Metallkopf	0,7 mm	5 mm	1,8 mm	260 cm	10	 
INJ1-A1-07-5-23-260 500763	Sklerosierung	PTFE-Katheter, LL-Anschluss, 1-lumig, atraumatischer Metallkopf	0,7 mm	5 mm	2,3 mm	260 cm	10	


Ballon-Enteroskopie

Ballon-Enteroskopie

POL1 _ Einmal-Polypektomieschlingen



Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	ø Schlinge	ø Tubus	Länge	Handgriff	VE
POL1-B1-30-18-260-OL 501843	Oval	Litze	30 mm	1,8 mm	260 cm	OL-Stromanschluss	10
POL1-B1-30-23-260-OL 501209	 Oval	Litze	30 mm	2,3 mm	260 cm	OL-Stromanschluss	10
POL1-E1-30-18-260-OL 501844	Oval, Kombi (Typ Erlangen)	Litze, proximal flachfederverstärkt	15 / 30 mm	1,8 mm	260 cm	OL-Stromanschluss	10
POL1-E1-30-23-260-OL 501228	 Oval, Kombi (Typ Erlangen)	Litze, proximal flachfederverstärkt	15 / 30 mm	2,3 mm	260 cm	OL-Stromanschluss	10



 = Gekennzeichnete Artikel haben eine Lieferzeit von bis zu 8 Wochen.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.