

medwörk®

BAL

Serie

Ballonkatheter



Ballonkatheter zur Steinextraktion

Mit **Ballonkathetern der BAL Serie** verfügen Sie über Instrumente, die sich durch hervorragende Verarbeitung und höchste Stabilität auszeichnen. Auch für den Einsatz bei scharfkantigen oder spitzen Steinen ist der Ballon sehr gut geeignet.



2-lumiger Ballonkatheter: BAL1-B2-16-75-200-35®









Profitieren Sie von den Vorteilen:


- _ präzise Kontrastmittelgabe bei liegendem Führungsdraht
- _ distal von 7 auf 5 French verjüngter Katheter
- _ optimale Orientierung durch Sichtmarkierungen auf dem Katheter
- _ Röntgenmarkierungen distal und proximal des Ballons
- _ außergewöhnlich stabiler Ballon

BAL Serie Ballonkatheter

BAL1 _ Einmal-Ballonkatheter zur Steinextraktion





Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale		ø Ballon	ø Tubus	Länge	Für FD	VE
BAL1-C2-10-05-200-21 500009	 Distale und proximale röntgendichte Markierung	Distaler Kontrastmittelaustritt, 2 Lumen		10 mm	5 F	200 cm	.021"	2
BAL1-B2-13-07-200-35 500004	 Distale und proximale röntgendichte Markierung	Distaler Kontrastmittelaustritt, 2 Lumen		13 mm	7 F	200 cm	.035"	2
BAL1-B2-16-75-200-35 500005	Distale und proximale röntgendichte Markierung, distal verjüngt	Distaler Kontrastmittelaustritt, 2 Lumen, mit Dichtsystem		16 mm	7/5 F	200 cm	.035"	2
BAL1-B2-16-76-200-35 501926	Distale und proximale röntgendichte Markierung, distal verjüngt	Distaler Kontrastmittelaustritt, 2 Lumen		16 mm	7/5 F	200 cm	.035"	10
BAL1-C2-16-07-200-35 500010	Distale und proximale röntgendichte Markierung	Distaler Kontrastmittelaustritt, 2 Lumen		16 mm	7 F	200 cm	.035"	2
BAL1-C3-18-07-200-35 500011	Distale und proximale röntgendichte Markierung	Distaler Kontrastmittelaustritt, 3 Lumen		18 mm	7 F	200 cm	.035"	2



BAL1 _ Einmal-Ballonkatheter für



Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale		ø Ballon	ø Tubus	Länge	Für FD	VE
BAL1-C3-18-07-200E35 501916	Distale und proximale röntgendichte Markierung	Distaler Kontrastmittelaustritt, 3 Lumen		18 mm	7 F	200 cm	.035"	2



 = Gekennzeichnete Artikel haben eine Lieferzeit von bis zu 8 Wochen.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.