


medwörk®

BAS

Serie

Steinfänger



Steinfänger

Mit den Steinfängern der BAS Serie finden Sie für jede Aufgabe das optimale Instrument. Hochwertige Drähte mit außergewöhnlicher Expansionskraft sorgen auch in schwierigen Situationen für optimales Handling.



Doppellumiger Führungsdrahtsteinfänger: BAS1-H1-20-27-200-35®

Besonders geeignet zur Entfernung von intrahepatischen Steinen sowie im Pankreasgang


- _ sicherer Zugang über liegenden Führungsdraht
- _ Notfall-Lithotripsie geeignet
- _ präzise Führungsdrahtkontrolle
- _ Zugang auch bei anspruchsvollen Stenosen

BAS Serie Steinfänger

BAS1 _ Einmal-Steinfänger _ Kugel („twist'n'CATCH“)



Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	Ø Korb	Ø Tubus	Länge	VE
BAS1-K2-25-23-200 500027	Kugel	Litze, 0,4 mm, 130°-Rotation	25 mm	2,3 mm	200 cm	2



BAS1 _ Einmal-Führungsdrahtsteinfänger _ 0,3 mm Edelstahlitze



Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	Ø Korb	Ø Tubus	Länge	Für FD	VE
BAS1-H1-15-27-200-35 502018	FD-Steinfänger, halb gewendelt	Litze, 0,3 mm	15 mm	2,7 mm	200 cm	.035"	2
BAS1-H1-20-27-200-35 502019	FD-Steinfänger, halb gewendelt	Litze, 0,3 mm	20 mm	2,7 mm	200 cm	.035"	2
BAS1-H1-25-27-200-35 502020	FD-Steinfänger, halb gewendelt	Litze, 0,3 mm	25 mm	2,7 mm	200 cm	.035"	2



BAS1 _ Einmal-Führungsdrahtsteinfänger für **easyCure** _ 0,3 mm Edelstahlitze




Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	Ø Korb	Ø Tubus	Länge	Für FD	VE
BAS1-H1-20-27-200E35 501913	FD-Steinfänger, halb gewendelt	Litze, 0,3 mm	20 mm	2,7 mm	200 cm	.035"	2



BAS1 _ Einmal-Steinfänger _ 0,35 mm Edelstahlitze



Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	Ø Korb	Ø Tubus	Länge	VE
BAS1-E2-20-23-200 500016	Voll gewendelt, 6 Seile	Litze, 0,35 mm	20 mm	2,3 mm	200 cm	2



Für Systemkomponenten der BAS-Serie, die mit Systemkomponenten von Fremdherstellern verwendet werden, übernimmt medwork® keine Haftung. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

BAS1 _ Einmal-Steinfänger _ 0,4 mm Edelstahllitze



Produktnummer <i>Bestellnummer</i>	Form	Merkmale	ø Korb	ø Tubus	Länge	VE
BAS1-A2-20-23-200 500018	Hexagonal	Litze, 0,4 mm	20 mm	2,3 mm	200 cm	2
BAS1-A2-25-23-200 500020	Hexagonal	Litze, 0,4 mm	25 mm	2,3 mm	200 cm	2
BAS1-A2-30-23-200 500022	Hexagonal	Litze, 0,4 mm	30 mm	2,3 mm	200 cm	2
BAS1-A2-35-23-200 500024	Hexagonal	Litze, 0,4 mm	35 mm	2,3 mm	200 cm	2



BAS1 _ Einmal-Steinfänger für die Bronchoskopie



Produktnummer <i>Bestellnummer</i>	Form	Merkmale	ø Korb	ø Tubus	Länge	VE
BAS1-C1-20-18-120 502010	Halb gewendelt	Litze, 0,3 mm	20 mm	1,8 mm	120 cm	2



BAS1 _ Einmal-Steinfänger für die Ballon-Enteroskopie



Produktnummer <i>Bestellnummer</i>	Form	Merkmale	ø Korb	ø Tubus	Länge	VE
BAS1-C1-20-18-260 500025	Halb gewendelt	Litze, 0,3 mm	20 mm	1,8 mm	260 cm	2
BAS1-C2-25-23-260 500026	Halb gewendelt	Litze, 0,4 mm	25 mm	2,3 mm	260 cm	2




Für Systemkomponenten der BAS-Serie, die mit Systemkomponenten von Fremdherstellern verwendet werden, übernimmt medwork® keine Haftung. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

BAS2 _ Wiederverwendbare Steinfänger _ Kugel („twist´n´CATCH“)



134°C

Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	∅ Korb	∅ Tubus	Länge	VE
BAS2-K2-25-23-200 500120	Kugel	Litze, 0,4 mm, 130°-Rotation	25 mm	2,3 mm	200 cm	1



BAS2 _ Wiederverwendbare Steinfänger _ 0,3 mm Edelstahllitze

134°C

Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	∅ Korb	∅ Tubus	Länge	VE
BAS2-C1-15-18-200 500096	 Halb gewendelt	Litze, 0,3 mm	15 mm	1,8 mm	200 cm	1
BAS2-C1-20-18-200 500098	 Halb gewendelt	Litze, 0,3 mm	20 mm	1,8 mm	200 cm	1



BAS2 _ Wiederverwendbare Steinfänger _ 0,35 mm Edelstahllitze

134°C

Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	∅ Korb	∅ Tubus	Länge	VE
BAS2-E2-30-23-200 500110	Voll gewendelt, 6 Seile	Litze, 0,35 mm	30 mm	2,3 mm	200 cm	1



BAS2 _ Wiederverwendbare Steinfänger _ 0,4 mm Edelstahllitze

134°C

Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	∅ Korb	∅ Tubus	Länge	VE
BAS2-A2-20-23-200 500076	Hexagonal	Litze, 0,4 mm	20 mm	2,3 mm	200 cm	1
BAS2-A2-25-23-200 500083	Hexagonal	Litze, 0,4 mm	25 mm	2,3 mm	200 cm	1
BAS2-A2-30-23-200 500084	Hexagonal	Litze, 0,4 mm	30 mm	2,3 mm	200 cm	1
BAS2-A2-35-23-200 500085	Hexagonal	Litze, 0,4 mm	35 mm	2,3 mm	200 cm	1









Für Systemkomponenten der BAS-Serie, die mit Systemkomponenten von Fremdherstellern verwendet werden, übernimmt medwork® keine Haftung. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

 = Gekennzeichnete Artikel haben eine Lieferzeit von bis zu 8 Wochen.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



BAS2 _ Wiederverwendbare Steinfänger _ 0,45 mm Edelstahlitze

134°C

Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	Ø Korb	Ø Tubus	Länge	VE	
BAS2-A3-20-23-200 500088	 Hexagonal	Litze, 0,45 mm	20 mm	2,3 mm	200 cm	1	
BAS2-A3-25-23-200 500089	 Hexagonal	Litze, 0,45 mm	25 mm	2,3 mm	200 cm	1	
BAS2-B3-30-23-200 500094	 Kombi	Litze, 0,45 mm	15 / 30 mm	2,3 mm	200 cm	1	
BAS2-C3-20-23-200 500105	Halb gewendelt	Litze, 0,45 mm	20 mm	2,3 mm	200 cm	1	
BAS2-C3-25-23-200 500106	Halb gewendelt	Litze, 0,45 mm	25 mm	2,3 mm	200 cm	1	
BAS2-C3-30-23-200 500107	Halb gewendelt	Litze, 0,45 mm	30 mm	2,3 mm	200 cm	1	
BAS2-C3-35-23-200 500108	Halb gewendelt	Litze, 0,45 mm	35 mm	2,3 mm	200 cm	1	

BAS2 _ Wiederverwendbare Steinfänger _ Nitinol (nicht Lithotripsie geeignet)

134°C


Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	Ø Korb	Ø Tubus	Länge	VE	
BAS2-A4-20-23-200 500093	Hexagonal	Nitinol	20 mm	2,3 mm	200 cm	1	
BAS2-F4-15-23-200 500112	Voll gewendelt, 8 Seile	Nitinol	15 mm	2,3 mm	200 cm	1	

BAS2 _ Wiederverwendbare Steinfänger für die Bronchoskopie

134°C

Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	Ø Korb	Ø Tubus	Länge	VE	
BAS2-A1-20-18-120 500074	 Hexagonal	Litze, 0,3 mm	20 mm	1,8 mm	120 cm	1	

Für Systemkomponenten der BAS-Serie, die mit Systemkomponenten von Fremdherstellern verwendet werden, übernimmt medwork® keine Haftung. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

 = Gekennzeichnete Artikel haben eine Lieferzeit von bis zu 8 Wochen.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.