

# CAN

Serie

**ERCP-Katheter**

medw<sup>o</sup>rk®

CAN



## Schonend und sicher

Profitieren Sie von unserer Kompetenz im Bereich der Spitzenformung bei ERCP-Kathetern: wir bieten Ihnen für jede Situation die passende Spitze.



## 2-lumige ERCP-Katheter: CAN1-B4-18-200-35®

### Nutzen Sie die Vorteile:

- \_ optimale Führungsdrahtkontrolle
- \_ das zusätzliche Lumen schließt das Verkleben des Führungsdrahtes aus
- \_ filiforme, atraumatische Spitze

# CAN Serie ERCP-Katheter

## CAN1 \_ Einmal-ERCP-Katheter für .035" Führungsdraht



Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	ø Tubus	Länge	Für FD	VE	
CAN1-A3-18-200-35 500337	Standard	Röntgendichte Markierung, 1 Lumen	1,8 mm	200 cm	.035"	10	
CAN1-A5-18-200-35 500339	Standard	Metallkopf, 1 Lumen	1,8 mm	200 cm	.035"	10	
CAN1-B3-18-200-35 500343	Filiform	Röntgendichte Markierung, 1 Lumen	1,8 mm	200 cm	.035"	10	
CAN1-B4-18-200-35 502008	Filiform	Röntgendichte Markierung, <b>2 Lumen</b>	1,8 mm	200 cm	.035"	10	
CAN1-D5-18-200-35 500348	Flaschenhals	Metallkopf, 1 Lumen	1,8 mm	200 cm	.035"	10	

## CAN1 \_ Einmal-ERCP-Katheter für die Ballon-Enteroskopie



Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	ø Tubus	Länge	Für FD	VE	
CAN1-B3-18-260-35 501856	Filiform	Röntgendichte Markierung, 1 Lumen	1,8 mm	260 cm	.035"	2	




## CAN1 \_ Einmal-ERCP-Katheter für **easyCure**



Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	ø Tubus	Länge	Für FD	VE	
CAN1-B4-18-200-E35 502007	Filiform	Röntgendichte Markierung, <b>2 Lumen</b>	1,8 mm	200 cm	.035"	2	


## CAN2 \_ Wiederverwendbare ERCP-Katheter für .018“ Führungsdraht

134°C

Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	ø Tubus	Länge	Für FD	VE	
CAN2-E3-16-200-18 500401	Lang ausgezogene Spitze	Röntgendichte Markierung, 1 Lumen	1,6 mm	200 cm	.018"	1	
CAN2-F5-16-200-18 500404	 Minorpapille	Metallkopf, 1 Lumen	1,6 mm	200 cm	.018"	1	





## CAN2 \_ Wiederverwendbarer ERCP-Katheter für .021“ Führungsdraht

134°C

Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	ø Tubus	Länge	Für FD	VE	
CAN2-L5-16-200-21 500407	Flaschenhals, lang	Metallkopf, 1 Lumen	1,6 mm	200 cm	.021"	1	

## CAN2 \_ Wiederverwendbare ERCP-Katheter für .025“ Führungsdraht

134°C

Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	ø Tubus	Länge	Für FD	VE	
CAN2-B1-16-200-25 500377	Filiform	Standard, 1 Lumen	1,6 mm	200 cm	.025"	1	
CAN2-B5-16-200-25 500384	 Filiform	Metallkopf, 1 Lumen	1,6 mm	200 cm	.025"	1	
CAN2-C5-16-200-25 500387	Konisch	Metallkopf, 1 Lumen	1,6 mm	200 cm	.025"	1	
CAN2-D5-16-200-25 500396	Flaschenhals	Metallkopf, 1 Lumen	1,6 mm	200 cm	.025"	1	


 = Gekennzeichnete Artikel haben eine Lieferzeit von bis zu 8 Wochen.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

# CAN Serie ERCP-Katheter

## CAN2 \_ Wiederverwendbare ERCP-Katheter für .035" Führungsdraht

134°C

Produktnummer <i>Bestellnummer</i>	Form	Merkmale	ø Tubus	Länge	Für FD	VE	
<b>CAN2-A1-18-200-35</b> 500368	Standard	Standard, 1 Lumen	1,8 mm	200 cm	.035"	1	
<b>CAN2-A2-18-200-35</b> 500369	 Standard	Standard, Y-Adapter, 1 Lumen	1,8 mm	200 cm	.035"	1	
<b>CAN2-A3-18-200-35</b> 500371	 Standard	Röntgengedichte Markierung, 1 Lumen	1,8 mm	200 cm	.035"	1	
<b>CAN2-A4-18-200-35</b> 500372	Standard	Röntgengedichte Markierung, Y-Adapter, 1 Lumen	1,8 mm	200 cm	.035"	1	
<b>CAN2-A5-18-200-35</b> 500374	Standard	Metallkopf, 1 Lumen	1,8 mm	200 cm	.035"	1	
<b>CAN2-A6-18-200-35</b> 500375	 Standard	Metallkopf, Y-Adapter, 1 Lumen	1,8 mm	200 cm	.035"	1	
<b>CAN2-B1-18-200-35</b> 500378	Filiform	Standard, 1 Lumen	1,8 mm	200 cm	.035"	1	
<b>CAN2-B2-18-200-35</b> 500379	 Filiform	Standard, Y-Adapter, 1 Lumen	1,8 mm	200 cm	.035"	1	
<b>CAN2-B3-18-200-35</b> 500381	Filiform	Röntgengedichte Markierung, 1 Lumen	1,8 mm	200 cm	.035"	1	
<b>CAN2-B4-18-200-35</b> 500383	Filiform	Röntgengedichte Markierung, Y-Adapter, 1 Lumen	1,8 mm	200 cm	.035"	1	
<b>CAN2-B5-18-200-35</b> 500385	Filiform	Metallkopf, 1 Lumen	1,8 mm	200 cm	.035"	1	
<b>CAN2-B6-18-200-35</b> 500386	Filiform	Metallkopf, Y-Adapter, 1 Lumen	1,8 mm	200 cm	.035"	1	
<b>CAN2-C5-18-200-35</b> 500388	Konisch	Metallkopf, 1 Lumen	1,8 mm	200 cm	.035"	1	
<b>CAN2-C6-18-200-35</b> 500389	Konisch	Metallkopf, Y-Adapter, 1 Lumen	1,8 mm	200 cm	.035"	1	
<b>CAN2-D5-18-200-35</b> 500398	Flaschenhals	Metallkopf, 1 Lumen	1,8 mm	200 cm	.035"	1	
<b>CAN2-D6-18-200-35</b> 500400	Flaschenhals	Metallkopf, Y-Adapter, 1 Lumen	1,8 mm	200 cm	.035"	1	

 = Gekennzeichnete Artikel haben eine Lieferzeit von bis zu 8 Wochen.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.