

CLE

Serie

Instrumentenreinigung

medw^{ork}®

CLE



Effizient und gründlich

Mit den Bürsten der CLE-Serie bieten wir Ihnen, was Sie suchen: größtmögliche hygienische Sicherheit und Schutz vor Keimverschleppung. Ausführungen mit zwei und drei Bürstenköpfen ermöglichen nicht nur die besonders effektive Reinigung, sondern sparen auch Zeit.

CLE^{Serie} Instrumentenreinigung

CLE1 _ Einmal-Reinigungsbürsten



Produktnummer <i>Bestellnummer</i>	Form	Merkmale	ø Bürste	ø Tubus	Länge	VE	
CLE1-B1-30-16-100 500458	Bronchoskop-Bürste	1 Bürstenkopf	3,0 mm	1,6 mm	100 cm	50	
CLE1-B2-30-16-100 500459	Bronchoskop-Bürste	2 Bürstenköpfe	3,0 mm	1,6 mm	100 cm	50	
CLE1-C1-50-18-230 500460	Koloskop-Bürste	1 Bürstenkopf	5,0 mm	1,8 mm	230 cm	50	
CLE1-C1-65-18-230 500462	Koloskop-Bürste	1 Bürstenkopf	6,5 mm	1,8 mm	230 cm	50	
CLE1-C2-50-18-230 500464	Koloskop-Bürste	2 Bürstenköpfe	5,0 mm	1,8 mm	230 cm	50	
CLE1-C3-50-18-230 500466	Koloskop-Bürste	3 Bürstenköpfe	5,0 mm	1,8 mm	230 cm	50	
CLE1-G1-30-16-180 500468	Gastroskop-Bürste	1 Bürstenkopf	3,0 mm	1,6 mm	180 cm	50	
CLE1-G1-50-18-180 500469	Gastroskop-Bürste	1 Bürstenkopf	5,0 mm	1,8 mm	180 cm	50	
CLE1-G2-50-18-180 500471	Gastroskop-Bürste	2 Bürstenköpfe	5,0 mm	1,8 mm	180 cm	50	
CLE1-V2-016 500480	Biopsiekanal-Einlass	2 Bürstenköpfe	11 mm / 5 mm	-	16 cm	10	







CLE1 _ Einmal-Reinigungsbürsten für die Ballon-Enteroskopie



Produktnummer <i>Bestellnummer</i>	Form	Merkmale	ø Bürste	ø Tubus	Länge	VE	
CLE1-C2-30-16-280 500463	Koloskop-Bürste	2 Bürstenköpfe	3,0 mm	1,6 mm	280 cm	10	
CLE1-C2-50-18-280 500465	Koloskop-Bürste	2 Bürstenköpfe	5,0 mm	1,8 mm	280 cm	10	

CLE2 _ Wiederverwendbare Reinigungsbürsten

134°C

Produktnummer <i>Bestellnummer</i>	Form	Merkmale	ø Bürste	ø Tubus	Länge	VE	
CLE2-C1-65-20-220 500488	 Koloskop-Bürste	1 Bürstenkopf, distale Protektionskugel	6,5 mm	2,0 mm	220 cm	1	
CLE2-C2-65-20-220 500491	 Koloskop-Bürste	2 Bürstenköpfe, distale Protektionskugel	6,5 mm	2,0 mm	220 cm	1	
CLE2-G1-65-20-180 500499	 Gastroskop-Bürste	1 Bürstenkopf, distale Protektionskugel	6,5 mm	2,0 mm	180 cm	1	
CLE2-G2-65-20-180 500501	 Gastroskop-Bürste	2 Bürstenköpfe, distale Protektionskugel	6,5 mm	2,0 mm	180 cm	1	
CLE2-O1-36-08-090 500503	 Oesophagus-Bougie- Bürste	1 Bürstenkopf, distale Protektionskugel	3,6 mm	0,8 mm	90 cm	1	

 = Gekennzeichnete Artikel haben eine Lieferzeit von bis zu 8 Wochen.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.