


medwörk®

PAP

Serie

Papillotome

PAP



Papillotome

Expertise trifft auf Technologie: präzise Kontrolle und perfekte Steuerung, verfügbar in einer Vielzahl von Varianten, um Ihnen für jede Aufgabe das optimale Instrument zu bieten.



3-lumige Papillotome: PAP1-C7-30-35-OL®

Ihre Vorteile:

- kein Verkleben des Führungsdrahtes
- leichtes Vorschieben des Drahtes bei gleichzeitiger Kontrastmittelgabe
- wesentliche Zeitersparnis

PAP Serie Papillotome

PAP1 _ Einmal-Papillotome _ 1-lumig



Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	Schnittlänge	Für FD	Handgriff	VE	
PAP1-A1-20-OL 501027	Precut	1-lumig, Litze	20 mm	-	OL-Stromanschluss	2	
PAP1-C1-30-OL 501033	Filiform	1-lumig, Litze	30 mm	-	OL-Stromanschluss	2	
PAP1-K1-06-OL 501058	Nadel	1-lumig	6 mm	-	OL-Stromanschluss	2	

PAP1 _ Einmal-Papillotome _ 2-lumig



Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	Schnittlänge	Für FD	Handgriff	VE	
PAP1-A2-20-35-OL 501028	Precut	2-lumig, Litze	20 mm	.035"	OL-Stromanschluss	2	
PAP1-C2-20-35-OL 501034	Filiform	2-lumig, Litze	20 mm	.035"	OL-Stromanschluss	2	
PAP1-C2-25-35-OL 501036	Filiform	2-lumig, Litze	25 mm	.035"	OL-Stromanschluss	2	
PAP1-C2-30-35-OL 501039	Filiform	2-lumig, Litze	30 mm	.035"	OL-Stromanschluss	2	
PAP1-C5-20-35-OL 501046	Filiform	2-lumig, monofil	20 mm	.035"	OL-Stromanschluss	2	
PAP1-C5-30-35-OL 501047	Filiform	2-lumig, monofil	30 mm	.035"	OL-Stromanschluss	2	
PAP1-E2-25-35-OL 501055	Lange Führungsspitze	2-lumig, Litze	25 mm	.035"	OL-Stromanschluss	2	
PAP1-E2-30-35-OL 501056	Lange Führungsspitze	2-lumig, Litze	30 mm	.035"	OL-Stromanschluss	2	
PAP1-K2-06-35-OL 501060	Nadel	2-lumig	6 mm	.035"	OL-Stromanschluss	2	
PAP1-M2-20-35-OL 501840	B II (Typ Erlangen)	2-lumig, Litze	20 mm	.035"	OL-Stromanschluss	2	


= Gekennzeichnete Artikel haben eine Lieferzeit von bis zu 8 Wochen.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

PAP1 _ Einmal-Papillotome _ 3-lumig




Produktnummer <i>Bestellnummer</i>	Form	Merkmale	Schnittlänge	Für FD	Handgriff	VE
PAP1-C7-20-35-OL 501048	Filiform	3-lumig, Litze	20 mm	.035"	OL-Stromanschluss	2
PAP1-C7-30-35-OL 501050	Filiform	3-lumig, Litze	30 mm	.035"	OL-Stromanschluss	2
PAP1-C8-20-35-OL 501051	Filiform	3-lumig, monofil	20 mm	.035"	OL-Stromanschluss	2
PAP1-C8-30-35-OL 501052	Filiform	3-lumig, monofil	30 mm	.035"	OL-Stromanschluss	2
PAP1-F8-30-35-OL 501993	Filiform	3-lumig, monofil, isolierter Schneidedraht (ProCut)	15 / 15 mm proximal isoliert	.035"	OL-Stromanschluss	2



PAP1 _ Einmal-Papillotome für die Ballon-Enteroskopie (Länge 260 cm)








Produktnummer <i>Bestellnummer</i>	Form	Merkmale	Schnittlänge	Für FD	Handgriff	VE
PAP1-D2-30-21-OL 501853	Filiform	2-lumig, Litze	30 mm	.021"	OL-Stromanschluss	2
PAP1-N2-20-21-OL 501902	B II (Typ Erlangen)	2-lumig, Litze	20 mm	.021"	OL-Stromanschluss	2



PAP Serie Papillotome

PAP1 _ Einmal-Papillotome für **easySure**



Produktnummer <i>Bestellnummer</i>	Form	Merkmale	Schnittlänge	Für FD	Handgriff	VE	
PAP1-A2-20-E35-OL 501994	Precut	3-lumig, Litze	20 mm	.035"	OL-Stromanschluss	2	
PAP1-C7-30-E35-OL 501929	Filiform	3-lumig, Litze	30 mm	.035"	OL-Stromanschluss	2	
PAP1-C8-30-E35-OL 501919	Filiform	3-lumig, monofil	30 mm	.035"	OL-Stromanschluss	2	
PAP1-F8-30-E35-OL 502017	Filiform	3-lumig, monofil, isolierter Schneidedraht (ProCut)	15 / 15 mm proximal isoliert	.035"	OL-Stromanschluss	2	
PAP1-K8-06-E35-OL 501920	Nadel	3-lumig, Nadel	6 mm	.035"	OL-Stromanschluss	2	

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.