

medwörk®


POL

Serie

Polypektomieschlingen


POL

POL_{Serie} Polypektomieschlingen



Polypektomieschlingen

Zahlreiche innovative Varianten und die Verwendung von Spezial-Schneidedrähten machen dieses Produkt zu etwas ganz Besonderem. Hundert Prozent Handarbeit und „Made in Germany“ – perfekte Qualität auch im Detail.



Resection Master: POL1-C5-30-23-220-OL®

Die Vorteile der Flachbandschlinge:


- _ optimal für die „Lift-and-Cut-Technik“ bei der Mucosaresektion
- _ extrem hohe Expansion und Aufstellkraft durch monofiles Flachband
- _ kein Abrutschen der Schlinge durch das rechteckige Design

POL Serie Polypektomieschlingen

POL1 _ Einmal-Polypektomieschlingen _ Oval





Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	ø Schlinge	ø Tubus	Länge	Handgriff	VE
POL1-B1-10-23-220-OL 501891	Oval	Litze	10 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10
POL1-B1-15-23-220-OL 501207	Oval	Litze	15 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10
POL1-B1-30-23-220-OL 501208	Oval	Litze	30 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10
POL1-B1-40-23-220-OL 501210	Oval	Litze	40 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10
POL1-B9-15-23-220-OL 502050	Oval	Monofil	15 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10
POL1-B9-22-23-220-OL 502048	Oval	Monofil	22 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10
POL1-B9-30-23-220-OL 502049	Oval	Monofil	30 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10
POL1-D1-30-23-220-OL 501223	Oval, Kombi	Litze	15 / 30 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10



POL1 _ Einmal-Polypektomieschlingen _ Oval, drehbar




Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	ø Schlinge	ø Tubus	Länge	Handgriff	VE
POL1-B3-10-23-220-OL 502029	Oval	Monofil, drehbar	10 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10
POL1-B3-15-23-220-OL 501215	Oval	Monofil, drehbar	15 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10
POL1-B3-22-23-220-OL 501216	Oval	Monofil, drehbar	22 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10
POL1-B3-30-23-220-OL 501217	Oval	Monofil, drehbar	30 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10
POL1-B8-22-23-220-OL 501219	Oval	Litze, drehbar	22 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	5
POL1-B8-30-23-220-OL 501220	Oval	Litze, drehbar	30 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	5



POL1 _ Einmal-Polypektomieschlingen _ Oval, Economy




Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	ø Schlinge	ø Tubus	Länge	Handgriff	VE
POL1-B7-20-23-220-OL 501903	Oval	Litze	20 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10
POL1-B7-30-23-220-OL 501218	Oval	Litze	30 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10



POL1 _ Einmal-Polypektomieschlingen _ Kombi-Instrument („Snare Inflator“)



Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	ø Schlinge	ø Tubus	Länge	Handgriff	VE
POL1-H3-22-27-230-OL 501231	Kombi- Instrument	Polypektomie- schlinge und Injek- tionsnadel in einem Instrument, monofil	22 mm	2,7 mm	230 cm	OL-Stromanschluss	5
POL1-H3-30-27-230-OL 501948	Kombi- Instrument	Polypektomie- schlinge und Injek- tionsnadel in einem Instrument, monofil	30 mm	2,7 mm	230 cm	OL-Stromanschluss	5



POL1 _ Einmal-Polypektomieschlingen für die Mucosaresektion („Resection Master“)




Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	ø Schlinge	ø Tubus	Länge	Handgriff	VE
POL1-C5-22-23-220-OL 501896	Oval	Flachband- Schneidedraht, proximal verstärkt	22 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	5
POL1-C5-30-23-220-OL 501222	Oval	Flachband- Schneidedraht, proximal verstärkt	30 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	5



POL1 _ Einmal-Polypektomieschlingen _ Hexagonal



Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	ø Schlinge	ø Tubus	Länge	Handgriff	VE
POL1-F1-30-23-220-OL 502101	Hexagonal	Litze	30 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10




POL Serie Polypektomieschlingen

POL1 _ Einmal-Polypektomieschlingen _ Asymmetrisch, Kombi




Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	ø Schlinge	ø Tubus	Länge	Handgriff	VE
POL1-K1-25-23-220-OL 502102	Asymmetrisch, Kombi	Litze	15 / 25 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	10



POL1 _ Einmal-Polypektomieschlingen für die Ballon-Enteroskopie



Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	ø Schlinge	ø Tubus	Länge	Handgriff	VE
POL1-B1-30-18-260-OL 501843	Oval	Litze	30 mm	1,8 mm	260 cm	OL-Stromanschluss	10



POL1-B1-30-23-260-OL 501209	Oval	Litze	30 mm	2,3 mm	260 cm	OL-Stromanschluss	10
--------------------------------	------	-------	-------	--------	--------	-------------------	----



POL1-E1-30-18-260-OL 501844	Oval, Kombi (Typ Erlangen)	Litze, proximal flachfederverstärkt	15 / 30 mm	1,8 mm	260 cm	OL-Stromanschluss	10
--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------	------------	--------	--------	-------------------	----




POL1-E1-30-23-260-OL 501228	Oval, Kombi (Typ Erlangen)	Litze, proximal flachfederverstärkt	15 / 30 mm	2,3 mm	260 cm	OL-Stromanschluss	10
--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------	------------	--------	--------	-------------------	----



POL2 _ Wiederverwendbare Polypektomieschlingen _ Asymmetrisch

134°C

Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	ø Schlinge	ø Tubus	Länge	Handgriff	VE
POL2-A1-15-23-220 501320	Asymmetrisch	Litze	15 mm	2,3 mm	220 cm	-	1



POL2-A1-25-23-220 501321	Asymmetrisch	Litze	25 mm	2,3 mm	220 cm	-	1
-----------------------------	--------------	-------	-------	--------	--------	---	---




POL2-A1-25-23-220-OL 501322	Asymmetrisch	Litze	25 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	1
--------------------------------	--------------	-------	-------	--------	--------	-------------------	---



 = Gekennzeichnete Artikel haben eine Lieferzeit von bis zu 8 Wochen.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

POL2 _ Wiederverwendbare Polypektomieschlingen _ Oval

134°C

Produktnummer <i>Bestellnummer</i>	Form	Merkmale	ø Schlinge	ø Tubus	Länge	Handgriff	VE
POL2-B1-15-23-220 501338	 Oval	Litze	15 mm	2,3 mm	220 cm	-	1
POL2-B1-30-23-220 501339	Oval	Litze	30 mm	2,3 mm	220 cm	-	1
POL2-B1-30-23-220-OL 501340	Oval	Litze	30 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	1
POL2-B1-40-23-220 501342	Oval	Litze	40 mm	2,3 mm	220 cm	-	1
POL2-B1-40-23-220-OL 501343	Oval	Litze	40 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	1
POL2-B2-30-23-220-OL 501351	Oval	Litze, isolierte Spitze	30 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	1
POL2-B2-40-23-220-OL 501353	Oval	Litze, isolierte Spitze	40 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	1
POL2-B9-15-23-220-OL 502113	Oval	Monofil	15 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	1
POL2-B9-20-23-220 502116	 Oval	Monofil	20 mm	2,3 mm	220 cm	-	1
POL2-B9-30-23-220 502115	 Oval	Monofil	30 mm	2,3 mm	220 cm	-	1
POL2-B9-30-23-220-OL 502114	Oval	Monofil	30 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	1



 = Gekennzeichnete Artikel haben eine Lieferzeit von bis zu 8 Wochen.


Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

POL Serie Polypektomieschlingen

POL2 _ Wiederverwendbare Polypektomieschlingen _ Oval, drehbar



134°C

Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	∅ Schlinge	∅ Tubus	Länge	Handgriff	VE
POL2-B8-22-23-220-OL 501845	Oval	Litze, drehbar	22 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	1
POL2-B8-30-23-220-OL 501366	Oval	Litze, drehbar	30 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	1



POL2 _ Wiederverwendbare Polypektomieschlingen _ Oval (Typ Erlangen)

134°C

Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	∅ Schlinge	∅ Tubus	Länge	Handgriff	VE
POL2-C1-15-23-220 502147	 Oval (Typ Erlangen)	Litze, proximal flachfederverstärkt	15 mm	2,3 mm	220 cm	-	1
POL2-C1-20-23-220 502148	 Oval (Typ Erlangen)	Litze, proximal flachfederverstärkt	20 mm	2,3 mm	220 cm	-	1
POL2-C1-30-23-220 501368	Oval (Typ Erlangen)	Litze, proximal flachfederverstärkt	30 mm	2,3 mm	220 cm	-	1
POL2-C1-30-23-220-OL 501369	Oval (Typ Erlangen)	Litze, proximal flachfederverstärkt	30 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	1
POL2-C1-50-23-220 501370	Oval (Typ Erlangen)	Litze, proximal flachfederverstärkt	50 mm	2,3 mm	220 cm	-	1
POL2-C1-50-23-220-OL 501371	Oval (Typ Erlangen)	Litze, proximal flachfederverstärkt	50 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	1
POL2-C2-30-23-220 501375	Oval (Typ Erlangen)	Litze, proximal flachfederverstärkt, isolierte Spitze	30 mm	2,3 mm	220 cm	-	1
POL2-C2-30-23-220-OL 501376	Oval (Typ Erlangen)	Litze, proximal flachfederverstärkt, isolierte Spitze	30 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	1
POL2-C2-50-23-220 501378	Oval (Typ Erlangen)	Litze, proximal flachfederverstärkt, isolierte Spitze	50 mm	2,3 mm	220 cm	-	1
POL2-C2-50-23-220-OL 501379	Oval (Typ Erlangen)	Litze, proximal flachfederverstärkt, isolierte Spitze	50 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	1



 = Gekennzeichnete Artikel haben eine Lieferzeit von bis zu 8 Wochen.


Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

POL^{Serie} Polypektomieschlingen

POL2 _ Wiederverwendbare Polypektomieschlingen _ Oval, Kombi (Typ Erlangen)

134°C


Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	∅ Schlinge	∅ Tubus	Länge	Handgriff	VE
POL2-E1-30-23-220 501404	Oval, Kombi (Typ Erlangen)	Litze, proximal flachfederverstärkt	15 / 30 mm	2,3 mm	220 cm	-	1
POL2-E1-30-23-220-OL 501405	Oval, Kombi (Typ Erlangen)	Litze, proximal flachfederverstärkt	15 / 30 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	1



POL2 _ Wiederverwendbare Polypektomieschlingen _ Hexagonal

134°C

Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	∅ Schlinge	∅ Tubus	Länge	Handgriff	VE
POL2-F1-30-23-220 501409	Hexagonal	Litze	30 mm	2,3 mm	220 cm	-	1
POL2-F1-30-23-220-OL 501410	Hexagonal	Litze	30 mm	2,3 mm	220 cm	OL-Stromanschluss	1



HAN2 _ Wiederverwendbares Zubehör für die POL-Serie

134°C

Produktnummer Bestellnummer	Merkmale	Hub	VE
HAN2-100-OL 500652	Wiederverwendbarer Handgriff, drehbar, OL-Stromanschluss	100 mm	1
HAN2-100-ST 500653	Wiederverwendbarer Handgriff, drehbar, Standard-Stromanschluss	100 mm	1
HAN2-Adapter-OL-ST 500654	Wiederverwendbarer Adapter zur Umwandlung von OL- in Standardstromanschluss	-	1
MIS2-HF-05-OL 500962	Wiederverwendbares Hochfrequenz-Kabel, Geräteseite 5 mm, OL-HF-Stromanschluss	-	1

