

US endoscopy

medw**ork**.®


us endoscopy




Die perfekte Ergänzung

BIOShield – Einmal-Biopsieventile ②

Produktnummer	Form	Merkmale	VE
00711135	Biopsieventil	Economy, für Olympus und Fujinon (ab G5-Serie)	100
00711136	Biopsieventil	Economy, für Pentax	100
00711138	Biopsieventil	ERCP, für Olympus und Fujinon (ab G5-Serie), steril	25


BIOShield – Einmal-Biopsieventile mit Spülansatz ②


Produktnummer	Form	Merkmale	Länge Spülansatz	VE
00711133	Biopsieventil	Mit Spülansatz, für Olympus und Fujinon (ab G5-Serie)	30,5 cm	50
00711137	Biopsieventil	Mit Spülansatz, für Pentax	30,5 cm	50


Advantage – Einmal-Videokapsel-Applikator ②

Produktnummer	Merkmale	ø Tubus	Länge	VE
00711144	Für Kapsel-Endoskopie	2,5 mm	180 cm	3


Biovac – Einmal-Direktabsaugeinheit ②

Produktnummer	Merkmale	VE
00711511	Für Pentax	5
00711513	Für Olympus und Fujinon (ab G5-Serie), mit Y-Ansatz	5





Einmal-Endoskop-Overtubes

②


Produktnummer	Funktion	Aussen- \emptyset Endoskop	Aussen- \emptyset Overtube	Innen- \emptyset Overtube	Länge	VE
00711146	Oesophagus	8,6 - 10 mm	19,5 mm	16,7 mm	25 cm	1
00711147	Oesophagus	10 - 11,7 mm	19,5 mm	16,7 mm	25 cm	1
00711148	Gastrum	8,6 - 10 mm	19,5 mm	16,7 mm	50 cm	1
00711149	Gastrum	10 - 11,7 mm	19,5 mm	16,7 mm	50 cm	1



Einmal-Bergenetze

②


Produktnummer	Funktion	\emptyset Tubus	Länge	Größe Netz	VE
00711057	Fremdkörperbergung, Pädiatrie	1,8 mm	160 cm	20 x 45 mm	5
00711150	Fremdkörperbergung, Polypen	2,5 mm	230 cm	30 x 60 mm	5
00711152	Fremdkörperbergung, Standard	2,5 mm	350 cm	30 x 60 mm	5
00711162	Fremdkörperbergung, Standard (steril)	2,5 mm	230 cm	30 x 60 mm	5
00711165	Fremdkörperbergung, Maxi (steril)	3,0 mm	230 cm	45 x 75 mm	5



Einmal-Bergenetze Platinum

②

Produktnummer	Funktion	\emptyset Tubus	Länge	Größe Netz	VE
00711155	Bergung von Nahrungsboli	2,5 mm	160 cm	40 x 55 mm	5
00715060	Fremdkörperbergung, Universal (steril)	2,5 mm	230 cm	40 x 55 mm	5
00715150	Fremdkörperbergung, Polypen	3,0 mm	230 cm	40 x 55 mm	5





Einmal-Injektionsnadeln

②


Produktnummer	Merkmale	Ø Nadel	Nadelhub	Ø Tubus	Länge	VE
00711811	Für die Sklerosierung, Metallspirale, LL-Anschluss, 1-lumig, atraumatischer Metallkopf	0,5 mm	5 mm	2,5 mm	230 cm	5



Einmal-Polypenfallen

②

Produktnummer	Merkmale	VE
00711099	2 herausnehmbare Siebschubladen, mit Sichtfenster, Ansatzstücke zum Anschluss an Absaugpumpe und Endoskop	25



Einmal-Endoskop-Protektoren

②

Produktnummer	Funktion	Ø Innen	Ø Aussen	Länge	VE
00711621	Protektor für Endoskopdistalspitze, klein, für Endoskope mit einem Durchmesser < 5 mm	3 - 7 mm	4 cm	14 cm	50
00711622	Protektor für Endoskopdistalspitze, groß, für Endoskope mit einem Durchmesser > 5 mm	7 - 18 mm	4 cm	14 cm	50



Einmal-Zytologiebürste

②

Produktnummer	Merkmale	Ø Bürste	Ø Tubus	Länge	VE
00711401	Für die Bronchoskopie, Handgriff, 1-lumig, distales Schutzkügelchen	3,0 mm	1,8 mm	120 cm	20




Einmal-Beißringe



Produktnummer	Merkmale	ø Innen	VE	
00712804	Maxi , weiß, mit Dental-Retention, Gummi-Kopfband, latexfrei	20 mm	100	
00712808	Pädiatrie , gelb, ohne Dental-Retention, Gummi-Kopfband, latexfrei	12,6 mm	25	
00712809	Intermediate , grün, ohne Dental-Retention, Gummi-Kopfband, latexfrei	16 mm	100	

Einmal-Reinigungsbürsten



Produktnummer	Merkmale	ø Bürste Arbeitskanal	ø Bürste Einlassventil	ø Tubus	Länge	VE	
Standard Brush 00711601	1 Bürstenkopf, für Arbeitskanal-ø ≥ 2 mm	5 / 7 mm	-	1,7 mm	230 cm	50	
Gemini Brush 00711607	2 Bürstenköpfe, für Arbeitskanal-ø ≥ 2 mm	5 / 7 mm	-	1,7 mm	230 cm	50	
Double Header 00711609	2 Bürstenköpfe, für Arbeitskanal-ø ≥ 2 mm	5 / 7 mm	10 mm	1,7 mm	230 cm	50	
Small Wonder 00711617	1 Bürstenkopf, für Spülkanal Pentax und Bougies ab Innen-ø 1 mm	2,25 mm	-	0,5 mm	230 cm	15	