


medwörk®

WIR

Serie

Führungsdrähte



Führungsdrähte

Die Produkte der WIR-Serie gewährleisten selbst bei schwierigen Hindernissen schonenden Zugang zum biliären System.

gSlider: WIR1-F9-35-450[®]

Die Vorteile der hydrophilen Spitze:

- _ revolutionäre Gleiteigenschaften dank der neuartigen Aquarius™-Beschichtung
- _ außergewöhnliche radiologische Sichtbarkeit
- _ maximale Führungsdrahtkontrolle
- _ knickresistente Spitze

WIR Serie Führungsdrähte


WIR1 _ Einmal-Führungsdrähte _ Nitinol, Hydrophile Spitze („gSlider“)



Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	Durchmesser	Länge	VE	
WIR1-F9-35-260 502145	Gerade	Nitinol, isoliert, markiert, grün/weiß, röntgendichte hydrophile Spitze	.035"	260 cm	2	
WIR1-F9-35-450 502144	Gerade	Nitinol, isoliert, markiert, grün/weiß, röntgendichte hydrophile Spitze	.035"	450 cm	2	





WIR1 _ Einmal-Führungsdrähte _ Edelstahl



Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	Durchmesser	Länge	VE	
WIR1-A2-35-110 501773	Gerade	Edelstahl, teflonisiert	.035"	110 cm	2	
WIR1-A2-35-400 501775	Gerade	Edelstahl, teflonisiert	.035"	400 cm	2	

WIR1 _ Einmal-Führungsdrähte _ Nitinol



Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	Durchmesser	Länge	VE	
WIR1-F1-18-400 501781	Gerade	Nitinol, oberflächenbeschichtet, röntgendichte Spitze	.018"	400 cm	2	
WIR1-F1-21-400 501782	Gerade	Nitinol, oberflächenbeschichtet, röntgendichte Spitze	.021"	400 cm	2	
WIR1-F1-21-500 501911	Gerade	Nitinol, oberflächenbeschichtet, röntgendichte Spitze	.021"	500 cm	2	
WIR1-F5-25-400 501789	Gerade	Nitinol, isoliert, markiert, schwarz/weiß	.025"	400 cm	2	
WIR1-F5-35-400 501792	Gerade	Nitinol, isoliert, markiert, schwarz/weiß	.035"	400 cm	2	
WIR1-F7-35-260 501837	Gerade	Nitinol, oberflächenbeschichtet, extra stiff, röntgendichte Spitze	.035"	260 cm	2	
WIR1-F7-35-400 501838	Gerade	Nitinol, oberflächenbeschichtet, extra stiff, röntgendichte Spitze	.035"	400 cm	2	
WIR1-G5-35-400 501804	Gerade	Nitinol, isoliert, markiert, schwarz/weiß, besonders weich	.035"	400 cm	2	

WIR1 _ Einmal-Führungsdrähte _ Eder-Püstow



Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	Durchmesser	Länge	VE	
WIR1-E1-72-260 501780	Gerade	Edelstahl, flexible Spitze, Eder-Püstow	.072"	260 cm	2	
WIR1-E1-72-315 501783	Gerade	Edelstahl, flexible Spitze, Eder-Püstow	.072"	315 cm	2	

WIR1 _ Einmal-Führungsdrähte _ Nitinol, J-Spitze



Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	Durchmesser	Länge	VE	
WIR1-H5-35-400 501806	J-Spitze	Nitinol, isoliert, markiert, schwarz/weiß-geringelt	.035"	400 cm	2	

WIR1 _ Einmal-Führungsdrähte für **easyCure**



Produktnummer Bestellnummer	Form	Merkmale	Durchmesser	Länge	VE	
WIR1-F1-E21-200 501922	Gerade	Nitinol, oberflächenbeschichtet, röntgendichte Spitze	.021"	200 cm	2	
WIR1-F5-E35-200 501921	Gerade	Nitinol, isoliert, markiert, schwarz/weiß-geringelt	.035"	200 cm	2	

= Gekennzeichnete Artikel haben eine Lieferzeit von bis zu 8 Wochen.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.